

## FICHE TECHNIQUE

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Référence</b>   | 116310   |
| <b>Désignation</b> | Barrette 8<br>microtubes pcr 0,2<br>ml vert + capuchon<br>dome |



### Description :

- ✓ Barrette de 8 tubes
- ✓ Capacité : 0,2 ml
- ✓ Matériau : Polypropylène
- ✓ Certifié exempt RNase / DNase
- ✓ Coloris vert
- ✓ Stérilisé : irradié gamma

### Unité de vente :

120 Barrettes