

Désignation

- Barrette PCR de 8 microtubes 0.2 ml

Référence

- 116380

Unité de vente : 250



Description

- Barrette 0,2 ml μ ltraStrips PCR
- Coloris : Naturel
- Matière : polypropylène
- Type de capuchon : bombé
- Non stérile
- Conditionnement : en sac - 250 bandes de tube et de capuchon/sac, 1 sac/boîte
- Certifié sans RNase/DNase
- Certifié sans inhibiteur de PCR
- Certifié sans ADN humain
- Certifié sans pyrogène

