

FICHE TECHNIQUE

Référence	120101
Désignation	Tubes



Description :

- ✓ En polystyrène
- ✓ Non stérile
- ✓ Fond rond
- ✓ Sans bouchon
- ✓ Vitesse maximum de centrifugation : 4800 g

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 4,5 ml
- ✓ Diamètre extérieur : 12,4 mm
- ✓ Diamètre intérieur : 10 mm
- ✓ Hauteur : 75 mm

Unité de vente :

2500 Tubes
