


## FICHE TECHNIQUE

Révision 4 – Juillet 2014

Désignation du produit : Tube CELLESTAR® 4.5 ml

### Spécifications

	120190 
Description	Tube CELLESTAR® 4.5 ml, bouchon ventilé 2 positions
Dimension	Ø [mm] x hauteur [mm] : 12.4 x 75
Volume	Volume nominal : 4.5 ml Volume de travail : 4 ml
Matière	PS (Polystyrène), absence de métaux lourds Bouchon HDPE (Polyéthylène de haute densité), absence de métaux lourds
Couleur	Tube Transparent Bouchon : Translucide
Stérilisation	+ SAL 10 <sup>-3</sup>
Autres informations	Dispositif à usage unique Traitement physique de surface pour améliorer l'adhésion cellulaire

### Caractéristiques

Basic	Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens, non-cytotoxique
Température de stockage	Tube - 20°C à +60°C Bouchon : -50°C à +100°C
Autoclavable	-
Centrifugation, max RCF	5000 x g: rotor angulaire 4800 x g: rotor nacelles
Durée de vie	4 ans après le mois de production
Autres informations	-

### Conditionnement

Conditionnement	25 / 2000
-----------------	-----------