

FICHE TECHNIQUE

Référence	1202125
Désignation	Papiers filtre qualitatifs



Description :

- ✓ En cellulose fabriqués à partir d'ouate de coton haute qualité
- ✓ Standards plissés
- ✓ Plus nécessaire de plier les filtres en quatre
- ✓ Surface de filtration plus importante
- ✓ Conserve la vitesse de filtration
- ✓ Plissage sans répercussion sur les caractéristiques du filtre
- ✓ Grade : 2V
- ✓ Vitesse de filtration : moyenne
- ✓ Rétention : 8 μm
- ✓ Epaisseur : 190 μm
- ✓ Grammage : 97 g/m^2
- ✓ Diamètre : 125 mm

Unité de vente :

100 Papiers filtre
