

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	1214240B
<b>Désignation</b>	Papiers filtre



### Description :

- ✓ Application : travaux généraux de laboratoire
- ✓ Aspect : lisse
- ✓ Vitesse de filtration : rapide
- ✓ Grade : 122 (plissé)
- ✓ Gamme de rétention : 17 - 30  $\mu\text{m}$
- ✓ Grammage : 73 g/m<sup>2</sup>
- ✓ Epaisseur : 0,17 mm
- ✓ Vitesse de filtration selon norme DIN 53137 : 22 secondes
- ✓ Diamètre : 250 mm

### Unité de vente :

100 Papiers filtre

---