


FICHE TECHNIQUE

Révision 5 – Septembre 2014

Désignation du produit : Cryo.s™ 2 ml fond rond, base étoilée

Spécifications

| | |
|---------------------|--|
| | 122278  |
| Description | Cryo.s™ 2 ml, fond rond, bouchon vissant, base étoilée, pas de vis interne, avec aplat |
| Dimension | 12.5 x 47.5 mm avec le bouchon vissant |
| Volume | 1.8 – 2 ml |
| Matière | Tube : PP (Polypropylène), absence de métaux lourds Bouchon : PP (Polypropylène), absence de métaux lourds Insert de bouchon : PS (polystyrène), absence de métaux lourds Joint en silicone |
| Couleur | Tube : incolore, zone d'écriture et de graduation blanche et Bouchon vissant : jaune |
| Stérilisation | + SAL 10 ⁻⁶ |
| Autres informations | Dispositif à usage unique |

Caractéristiques

| | |
|-------------------------|---|
| Basic | Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens, non-cytotoxique |
| Température de stockage | - 196°C à +121°C |
| Autoclavable | - |
| Centrifugation, max RCF | 34000 x g: rotor angulaire 5800 x g: rotor nacelles |
| Durée de vie | 5 ans après le mois de production |
| Autres informations | Le stockage direct des tubes dans l'azote liquide est en général un danger pour la sécurité. Par précaution, les Cryo.s™ doivent être stockés dans un congélateur ou exclusivement en phase gazeuse au-dessus de l'azote liquide (pas dans la phase liquide). |

Conditionnement

| | |
|-----------------|-----------|
| Conditionnement | 100 / 500 |
|-----------------|-----------|