

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	124103
<b>Désignation</b>	Eukitt Classic



### Description :

- ✓ Résine de montage pour microscopie
- ✓ Solidification en 20 minutes
- ✓ Bonne conservation des échantillons à long terme
- ✓ Pas d'autofluorescence sous lumière UV
- ✓ Viscosité idéale pour colleuse de lamelles
- ✓ Indice de réfraction  $n[20^{\circ}\text{C}] : 1,46$
- ✓ Viscosité : 500 – 750 mPa.s
- ✓ Volume 100 ml

### Unité de vente :

1 Flacon Eukitt Classic