

FICHE TECHNIQUE

Référence	126263
Désignation	Cryotubes



Description :

- ✓ En polypropylène transparent
- ✓ Pour le stockage d'échantillons biologiques jusqu'à -196°C
- ✓ Stériles
- ✓ Apyrogènes
- ✓ Exempts de RNase et DNase
- ✓ Aplat blanc pour inscription
- ✓ Pas de vis externe sans joint silicone
- ✓ Fond rond
- ✓ Livrés avec 150 inserts blancs
- ✓ Volume : 2 ml
- ✓ Avec pied cranté
- ✓ Dimensions : 12,5 x 47 mm
- ✓ Couleur bouchon : naturel

Unité de vente :

100 Cryotubes
