


FICHE TECHNIQUE

Référence	128354
Désignation	Cahier de laboratoire



Description :

- ✓ Les pages papier standard cousue.
- ✓ Couverture en polyéthylène facile à nettoyer
- ✓ Format lettre, quadrillage de 6 mm
- ✓ Coloris Vert sapin
- ✓ Encarts prévus pour la date, la signature de l'utilisateur et du témoin dans le cadre de la protection au titre des brevets.
- ✓ Dimension des pages : × in. 22 × 28 cm
- ✓ Instructions pour la conservation des données, page destinée à l'édition du cahier et table des matières.
- ✓ Les pages ne sont pas hydrorésistantes.

Unité de vente :

6 cahiers
