


FICHE TECHNIQUE

Référence	128421
Désignation	Tube PVC Nalgene



Description :

- ✓ Tubulure flexible idéale pour une large d'applications non médicales, en laboratoire, de recherche et pharmaceutiques
- ✓ En PVC transparent
- ✓ Sans phthalate
- ✓ Sans latex
- ✓ Résiste au durcissement et à la décoloration
- ✓ Autoclavable

Certificats :

- ✓ Conforme FDA CFR21 pour l'emballage des denrées alimentaires
- ✓ USP VI
- ✓ Non stérile

Caractéristiques techniques :

- ✓ Température max. d'utilisation : +71°C
- ✓ Epaisseur : 1,5 mm
- ✓ Ø int. : 5 mm / Ø ext. : 8 mm
- ✓ Longueur totale : 25 m

Unité de vente :

1 Rouleau de 25 m