


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	128422
<b>Désignation</b>	Tube PVC Nalgene



### Description :

- ✓ Tubulure flexible idéale pour une large d'applications non médicales, en laboratoire, de recherche et pharmaceutiques
- ✓ En PVC transparent
- ✓ Sans phthalate
- ✓ Sans latex
- ✓ Résiste au durcissement et à la décoloration
- ✓ Autoclavable

### Certificats :

- ✓ Conforme FDA CFR21 pour l'emballage des denrées alimentaires
- ✓ USP VI
- ✓ Non stérile

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Température max. d'utilisation : +71°C
- ✓ Epaisseur : 1,5 mm
- ✓ Ø int. : 6 mm / Ø ext. : 9 mm
- ✓ Longueur totale : 25 m

### Unité de vente :

1 Rouleau de 25 m