

FICHE TECHNIQUE

Référence	129250
Désignation	Microtubes



Description :

- ✓ Microtubes Safeseal Multi
- ✓ Graduation et surface d'inscription
- ✓ Garantis RNase et DNase free
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 26 000 g
- ✓ Congelables et autocla-vables : -80 °C à +121 °C
- ✓ Les microtubes AvantGuard sont conditionnés en sachet et sur-emballés en boîte carton
- ✓ Volume : 1.7 ml
- ✓ Coloris : naturel

Unité de vente :

500 Microtubes
