

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|------------------|
| Référence | 130287 |
| Désignation | Etagère à tiroir |



Description :

- ✓ En acier inoxydable
- ✓ 5 tiroirs coulissants
- ✓ 5 boîtes par tiroir
- ✓ Pour boîtes de dimensions : 133 x 133 x 53 mm
- ✓ Avec arrêt de blocage
- ✓ Avec poignée
- ✓ Dimensions : 140 x 700 x 306 mm

Unité de vente :

1 Etagère à tiroir
