

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	130311
<b>Désignation</b>	Etagère à tiroir



---

### Description :

- ✓ En acier inoxydable
- ✓ 6 tiroirs coulissants
- ✓ 5 boîtes par tiroir
- ✓ Pour boîtes de dimensions : 133 x 133 x 53 mm
- ✓ Sans arrêt de blocage
- ✓ Avec poignée
- ✓ Dimensions : 140 x 682 x 346 mm

### Unité de vente :

1 Etagère à tiroir

---