

Désignation

- Pointes

Référence

- 130340

Unité de vente

10 Racks de 96 pointes

Description

Les pointes sont spécialement destinées à la recherche

Caractéristiques techniques :

- Volume : 10 μ l
- Compatibilité : Pointe type universelle, veuillez vérifier la compatibilité sur www.dutscher.com
- Présentation : Sur CELLRACK avec couvercle à charnière
- Graduation : 1, 2, 5, 10 μ l
- Diamètre ouverture : 0,36 mm
- Longueur : 44,83 mm
- Coloris : Naturel
- Type de pointe : Standard
- Filtre hydrophobe, évitant la remontée des aérosols dans la micropipette et les risques de contamination
- Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- Stérile : Oui - par irradiation gamma

