

FICHE TECHNIQUE

Référence	130340
Désignation	Pointes à filtre



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Stériles
- ✓ Sur portoir avec couvercle à charnière
- ✓ Certifiées exemptes de DNase, RNase, ADN humaine, d'inhibiteurs PCR, de pyrogènes
- ✓ Compatibles avec Gilson P2-P10, Eppendorf 2.5-10 µl, Finnpiquette 2-10µl, Sartorius Biohit family 2.5-10µl
- ✓ Volume : 0,1 – 10 µl
- ✓ Longueur : 45 mm

Unité de vente :

10 Racks de 96 pointes
