

## FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : 130340CL



The ISO8655 norm guarantees that the tips used do not alter the technical characteristics of the pipettes, as given by the manufacturer.



## Pointes Clearline

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Stockage dans un endroit propre et sec, à température ambiante
- ✓ Certifiées RNase, DNase, Human, PCR inhibiteur et pyrogène free

<b>Référence</b>	130340CL
<b>Package</b>	A couvercle coiffant
<b>Volume</b>	10 µl
<b>Graduation</b>	1, 2, 5, 10
<b>Longueur</b>	44,8 mm
<b>Coloris</b>	Naturel
<b>Filtre</b>	Oui
<b>Low rétention</b>	Non
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Autoclavable</b>	Non

**Unité de vente :**

960 Pointes