

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Référence | 130510 |
| Désignation | Pointes filtre Multiguard |



Description :

- ✓ Surface standard en polypropylène vierge
- ✓ Stérile
- ✓ RNase DNase free
- ✓ Sur portoir à couvercle coiffant
- ✓ Compatible avec Gilson P200, Sartorius Biohitfamily 250 µl, Eppendorf 200 µl, Finnpipette 200 µl
- ✓ Volume 1 – 300 µl
- ✓ Pointe longueur 78 mm

Unité de vente :

960 Pointes
