


FICHE TECHNIQUE

Référence	130510T
Désignation	Pointes à filtre Multi



Description :

- ✓ Pointe Multiguard
- ✓ Surface interne "Low Binding" : la pointe, rendue hydrophobe, réduit les tensions de surface
- ✓ Cette propriété présente deux avantages : une restitution maximale de l'échantillon et une rétention d'ADN et de protéines beaucoup plus faible que sur une pointe ordinaire
- ✓ Sur portoir
- ✓ A couvercle coiffant
- ✓ Compatibilité : Gilson P200 / Sartorius Biohitfamily 250 µl /Eppendorf 200 µl / Finnpiquette 200 µl
- ✓ Pointe longue : 78 mm
- ✓ Volume : 1 – 300 µl

Unité de vente :

10 Rack de 96 pointes
