

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	130920
<b>Désignation</b>	Pointe cristal 1 - 300 µl



---

### Description :

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Extra longue
- ✓ Graduée
- ✓ Non stérile
- ✓ Exempte de DNase, RNase, inhibiteur de PCR, ADN humain et non pyrogènes
- ✓ Sur portoir CellRack :
  - Portoir chargé de pointes avec couvercle emboîtant
  - Alvéoles individuelles fermées pour chaque pointe
  - Conception éliminant tout risque de contamination de pointe à pointe
  - Stabilité du portoir renforcée et prise de la pointe par micropipette facilitée
  - Supporte des autoclavages répétés
- ✓ Aussi utilisable avec QuickRack
- ✓ Volume 1 – 300 µl

### Unité de vente :

960 Pointes cristal 1 – 300 µl

---