

FICHE TECHNIQUE

Référence	130930
Désignation	Pointes Multi



Description :

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Stériles
- ✓ Exemptes de DNase et RNase
- ✓ Précision et reproductibilité exceptionnelle
- ✓ Pointes sur Celle Rack aussi utilisables avec QuickRack
- ✓ Type Standard
- ✓ Extra longue
- ✓ Graduée naturelle
- ✓ Volume 1 – 300 µl

Unité de vente :

960 Pointes
