

**FICHE TECHNIQUE**

**REFERENCE :**

**131000C**



**Flacons de culture ClearLine®**

**Description :** Flacons stériles, traités culture, disponibles en 50, 250 & 600 ml. Bouchon standard ou filtrant.

**Caractéristiques :**

- ✓ Flacons en polystyrène crystal, bouchons en polyéthylène (bouchons filtrants avec filtre hydrophobe 0,22 µm)
- ✓ Emballés en sachets zip refermables
- ✓ Fabriqués en Cleanroom ISO classe 8
- ✓ **Stérilisés aux rayons gamma**
- ✓ **RNase, DNase-free, taux d'endotoxines certifié < 0,5 EU /ml**
- ✓ N° de lot & date d'expiration sur chaque flacon, certificats disponibles sur demande
- ✓ Graduations gravées visibles
- ✓ Empilage facile
- ✓ Zone de marquage

| Volume (ml) | Surface (cm <sup>2</sup> ) | Quantité /sachet | Quantité /carton | Bouchon  |
|-------------|----------------------------|------------------|------------------|----------|
| 50          | 25                         | 10               | 200              | standard |