

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :

131004C



Flacons de culture ClearLine®

Description : Flacons stériles, traités culture, disponibles en 50, 250 & 600 ml. Bouchon standard ou filtrant.

Caractéristiques :

- ✓ Flacons en polystyrène crystal, bouchons en polyéthylène (bouchons filtrants avec filtre hydrophobe 0,22 µm)
- ✓ Emballés en sachets zip refermables
- ✓ Fabriqués en Cleanroom ISO classe 8
- ✓ **Stérilisés aux rayons gamma**
- ✓ **RNase, DNase-free, taux d'endotoxines certifié < 0,5 EU /ml**
- ✓ N° de lot & date d'expiration sur chaque flacon, certificats disponibles sur demande
- ✓ Graduations gravées visibles
- ✓ Empilage facile
- ✓ Zone de marquage

Volume (ml)	Surface (cm ²)	Quantité /sachet	Quantité /carton	Bouchon
600	182	5	40	standard