

FICHE TECHNIQUE**REFERENCE :****131006C****Flacons de culture ClearLine[®]****Description :**

- Flacons stériles, traités culture
- En polystyrène cristal
- Empilable facile
- Emballés en sachets pelables
- Impression du numéro de lot et de la date d'expiration sur chaque flacon
- Bouchon à filtre: à membrane hydrophobe, empêche le passage des bactéries, des spores et des particules supérieures à 0,2µm
- Stérilisés aux rayons gamma
- RNase, DNase-free, taux d'endotoxines certifié < 0,5 EU /ml, non cytotoxiques et non pyrogènes

Caractéristiques :Surface: 25 cm²

Volume : 550 ml

Unités / sachet: 10

Unités : 200 Flacons de culture