

## FICHE TECHNIQUE

## REFERENCE :



### Tubes à centrifuger ClearLine®

#### Description :

*Tubes à centrifuger en polypropylène,  
Disponibles stériles ou non-stériles,  
15 ml et 50 ml  
En racks ou en sachets zip.*

#### Caractéristiques :

- ✓ Tubes en polypropylène vierge de grade médical
- ✓ Bouchon en polyéthylène haute densité (PEHD)
- ✓ Excellente transparence
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 12000 x g
- ✓ Autoclavables à 121°C (20 min), utilisables jusqu'à -80°C
- ✓ Zone de marquage
- ✓ Gradués
- ✓ Fabriqués en Cleanroom ISO classe 8
- ✓ **Stérilisés aux rayons gamma**
- ✓ **RNase, DNase-free, taux d'endotoxines certifié < 0,5 EU /ml**
- ✓ **N° de lot & date d'expiration sur chaque carton**, certificats disponibles sur demande

Référence	Volume (ml)	Stérile	Conditionnement	Unités /carton
131032C	50	Oui	Sachets de 25	500
131135C	50	Oui	Racks de 25	500
131034C	50	Non	Sachets de 25	500
131036C	50	Oui	Sachets de 25 tubes à jupe	500
131038C	15	Oui	Racks de 25	500
131040C	15	Non	Sachets de 25	500
131042C	15	Oui	Sachet de 25	500