

## FICHE TECHNIQUE

## REFERENCE :



### Tubes à centrifuger ClearLine®

#### Description :

*Tubes à centrifuger en polypropylène,  
Disponibles stériles ou non-stériles,  
15 ml et 50 ml  
En racks ou en sachets zip.*

#### Caractéristiques :

- ✓ En polypropylène vierge de grade médical
- ✓ Excellente transparence
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 12000 x g
- ✓ Autoclavables à 121°C (20 min), utilisables jusqu'à -80°C
- ✓ Zone de marquage
- ✓ Gradués
- ✓ Fabriqués en Cleanroom ISO classe 8
- ✓ **Stérilisés aux rayons gamma**
- ✓ **RNase, DNase-free, taux d'endotoxines certifié < 0,5 EU /ml**
- ✓ **N° de lot & date d'expiration sur chaque carton**, certificats disponibles sur demande

| Référence | Volume (ml) | Stérile | Conditionnement            | Unités /carton |
|-----------|-------------|---------|----------------------------|----------------|
| 131032C   | 50          | Oui     | Sachets de 25              | 500            |
| 131135C   | 50          | Oui     | Racks de 25                | 500            |
| 131034C   | 50          | Non     | Sachets de 25              | 500            |
| 131036C   | 50          | Oui     | Sachets de 25 tubes à jupe | 500            |
| 131038C   | 15          | Oui     | Racks de 25                | 500            |
| 131040C   | 15          | Non     | Sachets de 25              | 500            |
| 131042C   | 15          | Oui     | Sachet de 25               | 500            |