

Boîtes de Petri ClearLine pour culture**RNase
DNase****Endo-
toxine**

Idéal pour la culture cellulaire

Spécifications :

- Boîte de Petri diamètre 55 mm
- Dimensions diamètre externe x hauteur externe : 58,8 x 17,8 mm
- Traitement de surface : TC
- En sachets pelables de 10
- Stérilisées aux rayons gamma
- Taux d'endotoxines certifié inférieur à 0,5 EU/ml
- Sans RNase ni DNase
- Certificats disponibles sur demande

Unités :

600 boîtes