

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	132112
<b>Désignation</b>	Carton pour déchets infectieux – 50 l



### Description :

- ✓ Pour DASRI mous
- ✓ Fond à ouverture automatique
- ✓ Doublés intérieurement par un sac PE jaune de 55 µm d'épaisseur
- ✓ Deux poignées de transport
- ✓ Coins renforcés pour une résistance accrue
- ✓ Système de fermeture intuitif
- ✓ Empilables
- ✓ Homologation selon NFX 30-507 : 2018 et UN 4G/Y15/S/20
- ✓ Poids maximal 13,5 kg
- ✓ Volume 50 l
- ✓ Dimensions 290 x 290 x 650 mm

### Unité de vente :

10 Cartons pour déchets infectieux – 50 l