

Désignation

- Lames stériles n°14

Référence

- 132514SW

Unité de vente : 100



-
- Lames Swann-Morton stériles pour manches étroits ou larges.
 - Lame de bistouri en acier carbone à usage unique jetable
 - Les consommables commercialisés par DUTSCHER sont destinés à un usage en application in vitro, pour les laboratoires de recherche, de contrôle et d'analyses.
 - Lames stériles en acier au carbone
 - Version stérile emballée individuellement sous feuillets métalliques, impression de la forme et de la référence du produit sur le sachet

