

Désignation

- Manche autopsie n°40 métal

Référence

- 132574SW

Unité de vente : 1



Description

- Manche pour autopsie n°40 métal Swann – Morton
- Lames pour autopsie, pointues ou arrondies, non stériles. Les consommables commercialisés par DUTSCHER sont destinés à un usage en application in vitro, pour les laboratoires de recherche, de contrôle et d'analyses.
- Constituées d'acier au carbone
- Emballées individuellement dans un papier anti-corrosion
- Manche PM40 en acier inoxydable
- Lames fixées sur le manche par une vis dans la partie supérieure

