

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	132828
<b>Désignation</b>	Réactif de transfection

---

### Description :

- ✓ Le réactif de transfection sirna lullaby stem est idéal pour le silençage génique dans les cellules souches
- ✓ lullaby stem permet la transfection de sirna et de miarn de cellules souches multipotentes et embryonnaires avec une efficacité élevée et une très faible toxicité
- ✓ sa formulation spécifique aux lipides protège les petits arn de la dégradation extracellulaire, les transporte à travers les membranes cellulaires et les libère efficacement dans le cytoplasme des cellules souches selon la technologie tee
- ✓ Idéal pour le silençage génique dans les cellules souches.
- ✓ Température de stockage : 4°C
- ✓ Stabilité après ouverture : 12 jours

### Unité de vente :

500 µl

---