

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	132871
<b>Désignation</b>	Protéine

---

### Description :

- ✓ La nucléase *S. pyogenes* cas9 optimisée est conçue pour l'édition du génome dans les cellules ou organismes vivants et également pour la digestion in vitro
- ✓ Conçue pour l'édition du génome dans les cellules ou organismes vivants et également pour la digestion in vitro.
- ✓ Température de stockage : -20°C
- ✓ Stabilité après ouverture : 12 jours

### Unité de vente :

100 µg

---