

## Désignation

- Pointes

## Référence

- 134000

## Unité de vente

8 Racks de 96 pointes

---

## Description

Les pointes sont spécialement destinées à la recherche

## Caractéristiques techniques :

- Volume : 1200  $\mu$ l
- Compatibilité : Pointe type universelle, veuillez vérifier la compatibilité sur [www.dutscher.com](http://www.dutscher.com)
- Présentation : Sur CELLRACK avec couvercle à charnière
- Graduation : 200, 500, 1000  $\mu$ l
- Diamètre ouverture : 0,81 mm
- Longueur : 102 mm
- Coloris : Naturel
- Filtre hydrophobe, évitant la remontée des aérosols dans la micropipette et les risques de contamination
- Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- Stérile : Oui - par irradiation gamma

