

FICHE TECHNIQUE

Référence	134157
Désignation	Système d'administration de protéines

Description :

- ✓ Le kit prodeliverin crispr est un réactif de transfection optimisé pour l'administration de protéines cas9 recombinantes ou de complexes rnp cas9/arnng
- ✓ pour vos applications de modification de gènes, ce réactif offre une efficacité de transfection élevée avec une toxicité minimale
- ✓ Optimisé pour l'administration de protéines Cas9 recombinantes ou de complexes RNP Cas9/ARNg.
- ✓ Température de stockage : 4°C
- ✓ Stabilité après ouverture : 12 jours

Unité de vente :

1 Kit
