

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	134158
<b>Désignation</b>	Système d'administration de protéines

---

### Description :

- ✓ Le kit prodeliverin crispr est un réactif de transfection optimisé pour l'administration de protéines cas9 recombinantes ou de complexes rnp cas9/arng
- ✓ pour vos applications d'édition de gènes, ce réactif offre une efficacité de transfection élevée avec une toxicité minimale
- ✓ Optimisé pour l'administration de protéines Cas9 recombinantes ou de complexes RNP Cas9/ARNg.
- ✓ Température de stockage : 4°C
- ✓ Stabilité après ouverture : 12 jours

### Unité de vente :

1 Kit

---