

## Désignation

- Pointes

## Référence

- 134770

## Unité de vente

5 Racks de 768 pointes

---

## Description

Les pointes sont spécialement destinées à la recherche

## Caractéristiques techniques :

- Volume : 1250  $\mu$ l
- Compatibilité : Pointe type universelle, veuillez vérifier la compatibilité sur [www.dutscher.com](http://www.dutscher.com)
- Présentation : En recharge
- Graduation : 200, 500, 1000 $\mu$ l
- Diamètre ouverture : 0,81 mm
- Longueur : 102 mm
- Coloris : Naturel
- Type de pointe : Standard
- Sans filtre
- Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- Stérile : Non
- 

