

FICHE TECHNIQUE

Référence	135727
Désignation	Plaque Deepwell 48 puits



Description :

- ✓ Plaque Deepwell en polypropylène
- ✓ Format SBS compatible avec automate
- ✓ Bords des puits surélevés pour un scellage amélioré
- ✓ Puits carrés à fond rond
- ✓ Marquage alpha-numérique
- ✓ Coloris : naturel

Certificats :

- ✓ Exempt de DNases, RNases, pyrogènes
- ✓ Produite en salle blanche certifiée classe 8
- ✓ Autoclavable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Nombre de puits : 48
- ✓ Volume des puits : 4,6 ml
- ✓ Températures : stockage d'échantillons à +86°C, dénaturation d'ADN à +100°C
- ✓ Dimensions : 127,8 x 85,5 x 41,2 mm

Unité de vente :

50 Plaques Deepwell 48 puits