


## FICHE TECHNIQUE

---


|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Référence</b>   | 138800  |
| <b>Désignation</b> | Plaques |



---

### Description :

- ✓ Plaques PCR FastPlate Multi
- ✓ Plaque 96 puits
- ✓ Avec marquage imprimé
- ✓ Spécialement conçue pour les thermocycleurs ABI 9800 et 7500 FAST
- ✓ Low profile très transparente
- ✓ Utilisable également sur la plupart des thermocycleurs
- ✓ Certifié DNase RNase free, PCR inhibitor free, Human DNA free and Pyrogen free
- ✓ En polypropylène
- ✓ Avec demi-jupe
- ✓ Couleur : naturel
- ✓ Dimension plaque : 128.02 x 85.68 mm
- ✓ Volume : 100 µl



### Unité de vente :

25 Plaques

---