

FICHE TECHNIQUE

Référence	139032
Désignation	Cuve pour spectrophotométrie



Description :

- ✓ Quartz
- ✓ Haute précision
- ✓ Méthode de mesure : cellule fluorescente
- ✓ Couvercle PTFE
- ✓ Trajet optique : 10 x 2 mm
- ✓ Longueur d'onde 200 à 2500 nm (UV/Visible)

Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Dimensions : 45 x 12.5 x 2 mm
- ✓ Volume : 0.5 ml

Unité de vente :

1 Cuve
