

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	139041
<b>Désignation</b>	Cuve pour spectrophotométrie



---

### Description :

- ✓ Quartz
- ✓ Haute précision
- ✓ Méthode de mesure : cellule d'absorption
- ✓ Bouchon en polyéthylène
- ✓ Trajet optique : 10 mm
- ✓ Longueur d'onde 200 à 2500 nm (UV/Visible)

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : noir
- ✓ Dimensions : 45 x 12.5 x 12.5 mm
- ✓ Volume : 0.050 ml

### Unité de vente :

1 Cuve

---