

FICHE TECHNIQUE

Référence	139079A
Désignation	Cuve pour spectrophotométrie



Description :

- ✓ Quartz
- ✓ Haute précision
- ✓ Méthode de mesure : cellule d'absorption
- ✓ Couvercle en PTFE
- ✓ Trajet optique : 1 mm
- ✓ Longueur d'onde 200 à 2500 nm (UV/Visible)

Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Dimensions : 52 x 12.5 x 3.5 mm
- ✓ Volume : 0.35 ml

Unité de vente :

1 Cuve
