

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Référence | 139166 |
| Désignation | Cuve pour spectrophotométrie |



Description :

- ✓ Quartz
- ✓ Haute précision
- ✓ Méthode de mesure : cellule d'absorption
- ✓ Couvercle en PTFE
- ✓ Trajet optique : 10 mm
- ✓ Longueur d'onde 200 à 2500 nm (UV/Visible)

Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Dimensions : 45 x 12.5 x 7.5 mm
- ✓ Volume : 1.75 ml

Unité de vente :

1 Cuve
