


FICHE TECHNIQUE

Référence	139401
Désignation	Boîte



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Pour 64 tubes de Ø 11 mm
- ✓ Couvercle transparent coiffant
- ✓ Croisillons inclus
- ✓ Autoclavable
- ✓ Congelable jusqu'à -90°C
- ✓ Avec code alphanumérique
- ✓ Dimensions : 130 x 130 x 52 mm
- ✓ Coloris : bleu fluo

Unité de vente :

1 Boîte
