

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	139405
<b>Désignation</b>	Boîte



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Pour 64 tubes de Ø 11 mm
- ✓ Couvercle transparent coiffant
- ✓ Croisillons inclus
- ✓ Autoclavable
- ✓ Congelable jusqu'à -90°C
- ✓ Avec code alphanumérique
- ✓ Dimensions : 130 x 130 x 52 mm
- ✓ Coloris : jaune fluo

### Unité de vente :

1 Boîte

---