

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	139529
<b>Désignation</b>	Boîte



### Description :

- ✓ En polystyrène
- ✓ Pour 25 lames (76 x 26 mm)
- ✓ Avec couvercle coiffant
- ✓ Non autoclavable
- ✓ Avec carte d'index
- ✓ Emplacements numérotés
- ✓ Dimensions : 96 x 122 x 35 mm
- ✓ Coloris : bleu

### Unité de vente :

1 Boîte

---