

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>Référence</b>   | 139694 |
| <b>Désignation</b> | Boîte  |



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Pour 81 tubes de Ø 12.5 mm
- ✓ Avec couvercle transparent
- ✓ Avec croisillons : 9 x 9
- ✓ Dimensions : 130 x 130 x 45-53 mm
- ✓ Coloris : vert

### Unité de vente :

1 Boîte

---