


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	139694N
<b>Désignation</b>	Boite congélation cryotubes



---

### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Pour congélation jusqu'à -90°C
- ✓ Avec marquage alphanumérique
- ✓ Pour cryotubes 2 ml – Ø 12,5 mm
- ✓ Capacité 81 (9x9 tubes)
- ✓ Coloris vert
- ✓ Autoclavable
- ✓ Avec couvercle transparent coiffant
- ✓ Avec croisillons
- ✓ Dimensions standards pour tous types de congélateurs
- ✓ Dimensions (avec couvercle) 130 x 130 x 45 mm

### Unité de vente :

1 Boîte congélation cryotubes

---