

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	139711
<b>Désignation</b>	Boîte



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Pour 64 tubes de Ø 11 mm
- ✓ Avec couvercle transparent coiffant
- ✓ Avec code alphanumérique
- ✓ Autoclavable
- ✓ Avec croisillons : 8 x 8
- ✓ Dimensions : 130 x 130 x 45-53 mm
- ✓ Coloris : bleu fluo

### Unité de vente :

1 Boîte

---