

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>Référence</b>   | 139722 |
| <b>Désignation</b> | Boîte  |



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Pour 49 tubes de Ø 16.5 mm
- ✓ Avec couvercle transparent coiffant
- ✓ Autoclavable
- ✓ Avec croisillons : 7 x 7
- ✓ Dimensions : 130 x 130 x 45-53 mm
- ✓ Coloris : rose fluo

### Unité de vente :

1 Boîte

---